



Istruzioni per l'uso

Nome del prodotto

Tubo di estensione di collegamento monouso

La descrizione

Il tubo di estensione di collegamento monouso è utilizzato per collegare tra un ago, un catetere e un dispositivo di infusione o trasfusione inserito in una vena per estendere il passaggio che trasporta il farmaco o il sangue dal contenitore al sistema vascolare del paziente.

Il modello

è: CET-1, CET-2, CET-3, CET-4, CET-5

Struttura e proprietà principali

Tubo di estensione di collegamento monouso è realizzato in materiale polimerico medico, costituito da connettore luer conico interno, connettore luer conico esterno, tee dritto (se presente), tubo di estensione in pvc, cappuccio a vite del connettore conico interno e cappuccio protettivo del connettore conico esterno, clip di arresto dell'acqua, stopcock a tre vie (se presente), valvola di ritegno (se presente), filtro di precisione (se presente), ecc.

Le materie prime utilizzate sono cloruro di polivinile, polietilene, acrilonitrile butadiene stirene.

Uso previsto

Il dispositivo è utilizzato per collegare tra un ago, un catetere e un dispositivo per infusione o trasfusione inserito in una vena per estendere il passaggio che trasporta il farmaco o il sangue dal contenitore al sistema vascolare del paziente.

Utente previsto: personale medico professionale, includendo medici, infermieri, terapeuti e altro personale pertinente con scienze mediche.

Popolazione di pazienti prevista:

- ① fascia d'età: non limitata, includendo neonati a geriatrici;
- ② Intervallo di peso: tutto
- ③ Salute: qualcuno ha qualsiasi condizione e ha bisogno di utilizzare il set di estensione per collegare altri dispositivi per completare la somministrazione del farmaco.

Le indicazioni

1. verificare se la sigillatura dell'imballaggio sterile è intatta e se il coperchio protettivo sta cadendo.

2. Aprire la confezione sterile e rimuovere il tubo di estensione.

3. Rimuovere il manicotto protettivo ad entrambe le estremità, collegare l'articolazione conica ad un'estremità al dispositivo di infusione, scaricare il dispositivo di infusione con l'aria all'interno del tubo di estensione, quindi collegare l'altra estremità del tubo di estensione al dispositivo che entra nei vasi sanguigni umani (come ago permanente, ago per infusione endovenosa, ecc.).

4. operazione secondo il processo di chirurgia di infusione clinica.

Le controindicazioni

1. Neonati, uomini prepuberali, donne in gravidanza e in allattamento usano con

cautela i set per infusione contenenti dehp;

2. I set per infusione contenenti dehp non devono essere utilizzati per infusione di liquidi liposolubili e farmaci come il latte grasso;

3. Questo prodotto è vietato di iniettare farmaci che sono incompatibili con il PVC.

L'avvertimento

1. questo prodotto è stato sterilizzato da ossido di etilene, sterile, pirogeno libero, valido per 5 anni.

2. questo prodotto è vietato di essere utilizzato in sistemi di infusione ad alta pressione.

3. questo prodotto è utilizzato solo da medici addestrati o personale infermieristico.

4. Controlla prima dell'apertura, danni all'imballaggio, copertura protettiva fuori, ci sono corpi estranei vietati.

5. Questo prodotto è solo per un uso unico, immediatamente dopo l'apertura, distruggere dopo l'uso.

6. immagazzinato nell'umidità relativa non è più dell'80%, nessun gas corrosivo, ambiente pulito.

Il simbolo

	Il produttore		Marchio e numero di identificazione dell'organismo notificato
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Identificazione unica del dispositivo
	L'importatore		Codice lotto
	Dispositivi medici		Data di fabbricazione, fabbricazione in Cina
	La cautela		Uso da
	Consultare le istruzioni per l'uso		Mantieni asciutto
	Non riutilizzare		Stai lontano. Dalla luce del sole
	Sterilizzato con eo, sistema di barriera sterile singolo		Fragile, maneggiare con cura
	Non risterilizzare i punti		Mantenere in posizione verticale durante il trasporto
	Non usare se la confezione è danneggiata		Numero di catalogo

	Contiene lattice			Senza lattice
	Contiene ftalato			Senza ftalato
	Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato. Seguire attentamente le istruzioni.			Proteggere dalla luce solare
	Limite di temperatura			luftfeuchte begrenzung

Segnalazione degli incidenti

L'utente e/o il paziente segnalano eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo a anhui easyway medical supplies co., ltd e all'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Protezione ambientale

Dopo l'uso di questo prodotto, lo smaltimento dei rifiuti di dispositivi medici è conforme alle normative pertinenti e ai requisiti di protezione ambientale.

Metodo di conservazione e durata di servizio

1. Questo prodotto è valido per cinque anni dalla data di sterilizzazione.
2. Questo prodotto deve essere protetto dalla luce solare diretta, dalla pioggia e dalla neve. Prodotto deve essere conservato in un ambiente relativamente umido inferiore all'80%, non corrosivo, fresco, asciutto, ben ventilato e pulito.



Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd.

No.8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, Cina

www.easywaycompany.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germania

Tel: +49-40-2513175

Rev.: 2.0 data di entrata in vigore: 8.28.2025