

Instrukcje dotyczące użycia



Nazwa produktu

Jednorazowy rurka rozłączająca

Opis

Jednorazowy rurka rozłączająca jest używana do połączenia między igłą, cieżnikiem i urządzeniem infuzji lub transfuzji wstawionym do żyły, aby rozszerzyć przejście, który przeniesiący leki lub krew z pojemnika do układu

Model

Is: CET-1, CET-2, CET-3, CET-4, CET-5

Główne struktura i właściwości

Jednorazowy rurka rozłączająca jest zrobiona z materiału medycznego polymeru, składający z wewnętrznego konusowego łącznika Luer, zewnętrznego konusowego łącznika, prostego tee (jeśli istnieje), rurka rozłączenia PVC, wewnętrznego łącznika konusowego łącznika i zewnętrznego łącznika ochronnego, zewnętrznego łącznika, zewnętrznego łącznika, zewnętrznego

Używane surowcami są poliwinylchlorok, polietylen, akrylonitrylu butadienowy styren.

Zastosowanie zamierzone

Usługiwanie jest używane do połączenia między igłą, cieżnikiem i urządzeniem infuzji lub transfuzji wstępnym do żyły, aby rozszerzyć przejście, który przeniesiający leki lub krew z pojemnika do układu

Użytkownik zamierzony: profesjonalny pracownik medyczny, obejmując lekarzy, pielęgniarki, terapeut i inny odpowiedni

Populacja pacjentów:

- ① Grupa wiekowa: niezograniczone, obejmujące noodoc do starszych;
- ② Zagój masy: wszystkie
- ③ Zdrowia: ktoś ma jakieś warunki i potrzebuje użyć zastawionego

rozszerzenia do połączenia innego urządzenia do zakończenia

Wskazania

1. Sprawdź, czy zatknięcie sterylowej opakowania jest niepokojne i czy pokryt ochronny się odpadnie.

2. Otwórz sterylne opakowanie i usunąć rurkę rozługującą

3. Uciągnij rękę ochronną na obu końcach, połączcie stąp konusowy z urządzeniem infuzji, wypłacić urządzenie infuzji z powietrzem w rurze rozłączonej, a następnie połączcie drugi końca rury rozłączonej z urządzeniem wchodzącym do ludzkiego naczyńców krwionych (takich jak igła zamieszająca, igła

4. Operacja zgodnie z klinicznym procesem infuzji.

Przeciwwskazania

1. Nowodnoczone, mężczyźni przedpubertne, w ciąży i kobiety w kojące czerujące ostrożność stosują zestaw infuzyjnych

2. zestawy infuzyjne zawierające DEHP nie należy stosować do infuzji płynów rozpuszczających w tłuszczach oraz leków, takich

3. Ten produkt jest zakazany wstrzyknięcie leków, które nie są nieodpowiednie z PVC.

Ostrzeżenia

1. Produkt ten został sterylizowany przez tlenek etylenu, sterylizowany, wolny pyrogeny, ważny przez 5 lat.
2. Zakazano stosowanie tego produktu w systemie infuzji wysokiego ciśnienia.
3. Produkt ten jest stosowany tylko przez wyszkolonych lekarzy lub pracowników pielęgniarskich.
4. Sprawdź przed otwarciem, uszkodzenie opakowania, odkrycie ochronne, istnieje obce organy zakazane
5. Produkt ten jest do jednorazowego użycia, natychmiast po otwarciu, zniszczenie po użyciu.
6. Przechowywany w względnej wolności nie jest więcej niż 80%, bez gazu korozyjnego, czyste środowisko.

Symbol

	Wytwarzacz		Znac CE i numer identyfikacyjnego organu notyfikowanego
	Zawarzony przedstawiciel w Wspólnocie		Unikalna identyfikacja urządzenia
	Importer		Kod serii
	Urządzenia medyczne		Data produkcji, wyrobione w Chinach
	Ostrożność		Używanie przez
	Konsultujcie z instrukcji dotyczących		Utrzymaj suchy
	Nie powtórzyć ponownie		Trzymaj się z daleka. Z słońca słońca
	Steryliżowana za pomocą EO, jednosterylizowanego systemu		Kruchy, zajmuj się ostrożnie
	Dot nie ponownie sterylizuje		Trzymaj się w wykładzie podczas transportu
	Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone		Numer katalogu
	Zawiera Latex		LaTeX bez
	Zawiera ftalat		Wolny ftalat

	Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Uważnie zastosować instrukcji.			Ochronić przed słońcem
	Limity temperatury			luftfeuchte begrenzung

Zgłaszanie incydentów

Użytkownik i/lub pacjent zgłaszają każdy poważny incydent, który wystąpił związek z urządzeniem Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd oraz właściwego organu państwa członkowskiego UE, w którym jest siedziba użytkownik i/lub

Ochrona środowiska naturalnego

Po użyciu tego produktu usunięcie odpadów z urządzeń medycznych zgodnie z odpowiednimi przepisami i wymogami ochrony

Metoda przechowywania i okres życia

1. Produkt ten jest ważny przez pięć lat od daty sterylacji.
2. Produkt ten należy chronić przed bezpośrednim słońcem, deszczem i śniegiem. Produkt należy przechowywać w stosunkowo wolkowym niż 80%, nieporożyjnym gazom, chłodnym, suchym, dobrze wentylacyjnym i czystym środowisku.



Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd.

No. 8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, Chiny

www.easywaycompany.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Niemiec

Tel: +49-40-2513175

Rev.: 2.0 Data skuteczności: 8.28.2025