

Istruzioni per l'uso



Nome del prodotto

Set per trasfusioni sterili per uso singolo

La descrizione

I prodotti dei set di trasfusione includono cappuccio protettivo, dispositivo di perforazione, camera di gocciolamento, filtro per sangue e componenti del sangue, tubi, regolatore di flusso, sito di iniezione, montaggio conico maschile, ago ipodermico. Tutte le parti e i materiali utilizzati in questo possono soddisfare i requisiti medici. Sterilizzato da eo, caratterizzato da sterile, priva di pirogeni, facile da usare e sicuro.

Modello e classe

STS-ACNF-11, STS-ACNF-21, STS-AFNF-11, STS-AFNF-21, STS-AFNF-12

STS-ACNC-11, STS-ACNC-21, STS-AFNC-11, STS-AFNC-21, STS-AFNC-12

Struttura e proprietà principali

Questo prodotto è composto da cappuccio protettivo, dispositivo di perforazione della chiusura, tubo, camera di gocciolamento, filtro per il sangue e i componenti del sangue, regolatore di flusso, sito di iniezione (se presente), ingresso d'aria, raccordo conico maschile e set venoso del cuoio capelluto o ago ipodermico (se applicabile).

Le indicazioni

Si prega di prestare attenzione alle seguenti istruzioni quando si utilizza come strumento medico monouso:

1. Aprire l'imballaggio dell'unità del prodotto, rimuovere il tappo protettivo del dispositivo di chiusura e inserire il dispositivo di chiusura nella bottiglia o nella sacca di medicinali.
2. Appendere la bottiglia o la sacca del liquido del farmaco sottosopra, allentare il regolatore di flusso, spremere la camera di gocciolamento e controllare il livello del liquido nella camera di gocciolamento a circa 2/3. Dopo aver esaurito l'aria nel tubo, riempire l'intero tubo con liquido medicinale e chiudere il regolatore di flusso.
3. Se il set di trasfusione è dotato di un ago ipodermico, estrarre il manicotto protettivo dell'ago ipodermico, inserire l'ago ipodermico nella vena umana, aprire il regolatore di flusso e regolare la velocità di consegna della soluzione farmaceutica fino a raggiungere la velocità desiderata, allora l'infusione può essere effettuata.
4. Se il set di trasfusione non è dotato di un ago ipodermico, aprire il pacchetto unitario dell'ago ipodermico, installare l'ago ipodermico sul raccordo conico maschio alla fine del set di trasfusione e seguire le fasi 2 e 3.

Lo scopo previsto

Il set di trasfusione è usato per somministrare sangue da un contenitore al sistema vascolare del paziente attraverso un ago o un catetere inserito in una vena.

Utente previsto: personale infermieristico qualificato dell'istituto medico.

Popolazione di pazienti prevista: pazienti che necessitano di sangue endovenoso

Le controindicazioni

1. Neonati, uomini prepuberali, donne in gravidanza e in allattamento usano con cautela i set per infusione contenenti dehp;

2. I set per infusione contenenti dehp non devono essere utilizzati per infusione di liquidi liposolubili e farmaci come il latte grasso;
3. Questo prodotto è vietato di iniettare farmaci che sono incompatibili con il PVC.

L'avvertimento

1. questo prodotto è stato sterilizzato da ossido di etilene, sterile, pirogeno libero, valido per 5 anni.
2. questo prodotto è vietato di essere utilizzato in sistemi di infusione ad alta pressione.
3. questo prodotto è utilizzato solo da medici addestrati o personale infermieristico.
4. Controlla prima dell'apertura, danni all'imballaggio, copertura protettiva fuori, ci sono corpi estranei vietati.
5. Questo prodotto è solo per un uso unico, immediatamente dopo l'apertura, distruggere dopo l'uso.
6. immagazzinato nell'umidità relativa non è più dell'80%, nessun gas corrosivo, ambiente pulito.

Il simbolo

	Il produttore		Marchio e numero di identificazione dell'organismo notificato
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Identificazione unica del dispositivo
	L'importatore		Codice lotto
	Dispositivi medici		Data di fabbricazione, fabbricazione in Cina
	La cautela		Uso da
	Consultare le istruzioni per l'uso		Mantieni asciutto
	Non riutilizzare		Stai lontano. Dalla luce del sole
	Sterilizzato con eo, sistema di barriera sterile singolo		Fragile, maneggiare con cura
	Non risterilizzare i punti		Mantenere in posizione verticale durante il trasporto
	Non usare se la confezione è danneggiata		Numero di catalogo
	Contiene lattice		Senza lattice

	Contiene ftalato			Senza ftalato
	Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato. Seguire attentamente le istruzioni.			Proteggere dalla luce solare
	Limite di temperatura			luftfeuchte begrenzung

Segnalazione degli incidenti

L'utente e/o il paziente segnalano eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo a anhui easyway medical supplies co., ltd e all'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Protezione ambientale

Dopo l'uso di questo prodotto, lo smaltimento dei rifiuti di dispositivi medici è conforme alle normative pertinenti e ai requisiti di protezione ambientale.

Metodo di conservazione e durata di servizio

1. Questo prodotto è valido per cinque anni dalla data di sterilizzazione.
2. Questo prodotto deve essere protetto dalla luce solare diretta, dalla pioggia e dalla neve. Prodotto deve essere conservato in un ambiente relativamente umido inferiore all'80%, non corrosivo, fresco, asciutto, ben ventilato e pulito.



Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd.
No.8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, Cina
www.easywaycompany.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germania
Tel: +49-40-2513175

Rev.: 2.0 data di entrata in vigore: 8.28.2025