

Istruzioni per l'uso



Nome del prodotto

Siringhe monouso per irrigazione e alimentazione

La descrizione

Irrigazione usa e getta e alimentazione siringhe sono utilizzati principalmente per l'alimentazione di terminali orali e lavaggio di ferite chirurgiche.

Modello e classe

If -hh, if -pr, if -ss

Principio di funzionamento del dispositivo

Le siringhe di irrigazione e alimentazione utilizzano la "differenza di pressione liquida" per completare l'alimentazione dei terminali orali e il lavaggio delle ferite chirurgiche. Prima di attirare il farmaco nel barile, il tappo dello stantuffo viene spinto verso il fondo del barile per scaricare l'aria e l'ugello sono inseriti nel liquido alimentare o lavaggio contenitore farmaco per formare una pressione negativa tirando il tappo dello stantuffo, quando il tappo dello stantuffo viene gradualmente tirato su, la pressione all'estremità anteriore del tappo dello stantuffo è inferiore alla pressione atmosferica, e la pressione del livello del liquido del farmaco è uguale alla pressione atmosferica. Sotto l'effetto della differenza di pressione, il liquido medicinale viene inalato nella botte della siringa. La soluzione nutritiva o il cibo fluido viene iniettato nella bocca umana mediante un bolo manuale, o il liquido di risciacquo sterile viene iniettato nella ferita chirurgica umana mediante un'iniezione manuale di bolo.

Lo scopo previsto

Irrigazione usa e getta e alimentazione siringhe sono utilizzati principalmente per l'alimentazione di terminali orali e lavaggio di ferite chirurgiche.

1) utente previsto: personale medico professionale, includendo medici, infermieri, terapeuti e altro personale pertinente con scienze mediche.

2) popolazione di pazienti prevista

- Fascia d'età: non limitata, includendo neonati a geriatrici;
- Intervallo di peso: tutti
- Salute: pazienti che devono nutrire attraverso la cavità orale o pulire la ferita.

Le indicazioni

1. Aprire l'imballaggio dell'unità dall'apertura strappata o dissigillata e estrarre il prodotto;
2. Se il prodotto è dotato di un tappo dell'ugello, rimuovere il tappo dell'ugello.
3. Tirare lo stantuffo per aspirare il cibo liquido o il farmaco di lavaggio.
4. la soluzione nutritiva o il cibo fluido viene iniettato nella bocca umana mediante bolo manuale secondo il metodo di iniezione clinica.
5. o il liquido di risciacquo sterile viene iniettato nella ferita chirurgica umana mediante iniezione manuale di bolo secondo il metodo di iniezione clinica.

Controindicazioni e avvertenze:

1. Deve essere sterile e privo di pirogeni prima dell'apertura della confezione;

2. Ha un periodo di validità di cinque anni, non utilizzare se è oltre la data di validità;
3. Scartare dopo un uso singolo.
4. Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata, o se il tappo protettivo è separato o si trova sostanza estranea;
5. Deve essere utilizzato da una persona specialmente addestrata, e la pelle deve essere correttamente sterilizzata;

"Simbolo"

	Il produttore		Marchio e numero di identificazione dell'organismo notificato
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Identificazione unica del dispositivo
	L'importatore		Codice lotto
	Dispositivi medici		Data di fabbricazione, fabbricazione in Cina
	La cautela		Uso da
	Consultare le istruzioni per l'uso		Mantieni asciutto
	Non riutilizzare		Stai lontano. Dalla luce del sole
	Sterilizzato con eo, sistema di barriera sterile singolo		Fragile, maneggiare con cura
	Non risterilizzare i punti		Mantenere in posizione verticale durante il trasporto
	Non usare se la confezione è danneggiata		Numero di catalogo
	Contiene lattice		Senza lattice
	Contiene ftalato		Senza ftalato
	Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato. Seguire attentamente le istruzioni.		Proteggere dalla luce solare
	Limite di temperatura		luftfeuchte begrenzung

Segnalazione degli incidenti

L'utente e/o il paziente segnalano eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo a anhui easyway medical supplies co., ltd e all'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Protezione ambientale

Dopo l'uso di questo prodotto, lo smaltimento dei rifiuti di dispositivi medici è conforme alle normative pertinenti e ai requisiti di protezione ambientale.

Metodo di conservazione e durata di servizio

1. Questo prodotto è valido per cinque anni dalla data di sterilizzazione.
2. Questo prodotto deve essere protetto dalla luce solare diretta, dalla pioggia e dalla neve.

Prodotto deve essere conservato in un ambiente relativamente umido inferiore all'80%, non corrosivo, fresco, asciutto, ben ventilato e pulito.

Il produttore

Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd.

Indirizzo di produzione

No.8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, Cina

www.easywaycompany.com

Mandatario e indirizzo

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germania

Tel: +49-40-2513175

Rev.: 2.0 data di entrata in vigore: 8.28.2025