

INSTRUCTIES VOOR



Productnaam

Weerwerpspuiten voor irrigatie en voeding

Omschrijving

Weerwerpspuiten worden voornamelijk gebruikt voor het voeren van orale terminals en het flussen van chirurgische wonden.

Model en klasse

IFS-HH, IFS-PR, IFS-SS

Beginsel van bewerkingsvoorziening

De irrigatie- en voedingsspuiten gebruiken het "vloeibare drukverschil" om de orale terminals te voeren en de blozen van de chirurgische wonden te voltooien. Voordat het geneesmiddel in de stap wordt trekt, wordt de zuigerstop naar de bodem gedrukt om de lucht uit te laten en de spuitstop is in de vloeibare voedsel of het blozen geneesmiddel ingevoerd om een negatieve druk te vormen door de zuigerstop te trekken, wanneer de zuigerstop geleidelijk naar boven wordt getrokken, de druk aan de voorkant van de zuigerstop lager is dan de atmosfeerstop en de druk op het vloeistof van het geneesmiddel gelijk aan de atmosfeerstop. Onder het effect van druk wordt het vloeibare geneesmiddel in de spuit geïnhaleerd. Na het trekken in de vat wordt de voedingsmiddeloplossing of vloeistof voedsel in de menselijke mond door handmatig bolus geïnjecteerd, of de steriele spoelvloeistof wordt in de menselijke chirurgische wond geïnjecteerd door handmatig bolusinjectie.

Beoogde doel

Weerwerpspuiten worden voornamelijk gebruikt voor het voeren van orale terminals en het flussen van chirurgische wonden.

1) Beoogde gebruiker: medisch personeel, onder meer artsen, verpleegkundige, therapeut en andere relevante personeel met medische wetenschap.

2) Beoogde patiëntenpopulatie

- Leeftijdsgroep: niet-beperkt, inclusief pasgeboren tot ouderen;
- Gewichtsbereik: alle
- Gezondheid: patiënten die door de mondholte moeten voeden of het wond moeten

schoonmaken.

Indicaties

1. de eenheidsverpakking openen vanaf de opening van de schrijven of ontzegel en het product uit te nemen;

2. Als het product met een spuitdop is, verwijder dan de spuitdop.

3. Trek de zuiger om het vloeibare voedsel of het blozen geneesmiddel in te suigen.

4. De voedingsmiddeloplossing of vloeistof voedsel wordt in de mens door handbouwbolus geïnjecteerd volgens de klinische injectiemethode.

5. of de steriele spoelvloeistof wordt in de menselijke chirurgische wond geïnjecteerd door handmatige bolusinjectie volgens de klinische injectiemethode.

Contra-indicaties en waarschuwingen:

1. Het moet steriel zijn en vrij van pyrogen voordat de verpakking geopend is;
2. Het heeft een geldige periode van vijf jaar, niet gebruiken indien het geldige datum is;
3. Na eenmalig gebruik gooien.
4. Gebruik niet als de verpakking geopend of beschadigd is, of als beschermde dop is afgesloten of vreemde stoffen is gevonden;
5. Het moet worden gebruikt door speciaal opgeleid persoon en de huid moet correct worden gesteriliseerd;

„Symbol”

	Fabrikant		CE-merk en identificatienummer van de aangemelde instantie
	Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap		Unieke identificatie van het apparaat
	Importeur		Partij code
	Medische hulpmiddelen		Datum van vervaardiging, vervaardigd in China
	Voorzichtigheid		Gebruik door
	Raadpleeg instructies voor gebruik		Droog houden
	Niet hergebruiken		Verwijd houden Vanuit zonlicht
	Gesteriliseerd met behulp van EO, enkel steriel barriersysteem		Kroosbaar, met zorgvuldig handelen
	Dot niet hersteriliseren		Houd tijdens het vervoer op rechtop
	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is		Catalogusnummer
	Bevat latex		Latexvrij
	Bevat ftalaat		Ftalaatvrij
	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Volg de instructies zorgvuldig.		Beschermen tegen zonlicht
	Temperatuurgrenzen		luchtfeuchte begrenzung

Rapportering van incidenten

De gebruiker en/of patiënt melden elk ernstige incident die in verband met het apparaat is voorgedaan aan Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

Milieubescherming

Na het gebruik van dit product voldoet de verwijdering van afval van medisch hulpmiddel aan de desbetreffende voorschriften en milieubeschermingsvoorschriften

Opslagmethode en duur

1. Dit product is geldig voor vijf jaar vanaf de sterilisatie.
2. Dit product moet beschermd worden tegen direct zonlicht, regen en sneeuwsneeu. Het product moet worden opgeslagen in een relatief vochtige minder dan 80%, niet-corrosieve gassen, koel, droog, goed ventileerde en schoon omgeving.

Fabrikant

Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd

Adres van de fabricage

8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, China

www.easywaycompany.com

Gemachtigde vertegenwoordiger en adres

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Duitsland

Tel: +49-40-2513175

Rev.: 2.0 Inwerkingedatum: 8.28.2025