

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ονομασία προϊόντος

Σωλήνα επέκτασης σύνδεσης μιας χρήσης

Περιγραφή

Ο σύνδεση επέκταση μιας χρήσης χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μεταξύ μιας βελόνας, καθετήρα, και μια συσκευή έγχυσης ή μετάγγισης που εισάγεται σε μια φλέβα για να επεκτείνει το πέρασμα που μεταφέρει το φάρμακο ή αίμα από το δοχείο στο

Υπόδειγμα

Is: CET-1, CET-2, CET-3, CET-4, CET-5

Κύριες δομές και ιδιότητες

Σωλήνας επέκτασης μιας χρήσης είναι κατασκευασμένος από ιατρικό πολυμερές υλικό, αποτελούμενο από εσωτερικό κωνικό συνδετήρα Luer, εξωτερικό κωνικό συνδετήρα Luer, ευθεία tee (εάν υπάρχει), σωλήνας επέκτασης PVC, εσωτερικό κωνικό κώνο βιδωτή και εξωτερικό κωνικό προστατευτικό κώμα, κλιπ στάσης νερού, τριοδρομικό κώδικο (εάν υπάρχει), βαλβίδα ελέγχου (εάν υπάρχει),

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι πολυβινυλικό χλωριούχο, πολυαιθυλένιο, ακρυλονιτρίλιο

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μεταξύ μιας βελόνας, καθετήρα και μιας συσκευής έγχυσης ή μετάγγισης που εισάγεται σε μια φλέβα για να επεκτείνει το πέρασμα που μεταφέρει το φάρμακο ή αίμα από το δοχείο στο

Προσκοπευμένος χρήστης: Επαγγελματικό ιατρικό προσωπικό, περιλαμβάνει ιατροί, νοσοκόμοι, θεραπευτές και άλλο σχετικό

Προβλεπόμενο πληθυσμός ασθενών:

① Ηλικιακή ομάδα: μη περιορισμένη, περιλαμβάνει νεογενείς σε γериατρικούς

② Εύρος βάρους: όλα

③ Υγεία: κάποιος έχει οποιεσδήποτε όρους και χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το σύνολο επέκτασης για να συνδέσει άλλη συσκευή για να

Ενδείξεις

1. Ελέγξτε αν η σφραγίδα της στείρωτης συσκευασίας είναι άθικη και αν το προστατευτικό κάλυμμα πέφτει.

2. Ανοίξτε την αποστειρωμένη συσκευασία και αφαιρέστε τον σωλήνα

3. Αφαιρέστε το προστατευτικό μανίκι στα δύο άκρα, συνδέστε την κωνική αρθρώση στο ένα άκρο με τη συσκευή έγχυσης, εξάφησε τη συσκευή έγχυσης με τον αέρα μέσα στον σωλήνα επέκτασης και στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα επέκτασης με τη συσκευή που εισέρχεται στα ανθρώπινα αιμοφόρα αγγεία (όπως

4. Χειροποίηση σύμφωνα με τη διαδικασία κλινικής έγχυσης.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. Νέα γεννημένα, προεφηβητικοί άνδρες, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες χρησιμοποιούν DEHP σύνολα έγχυσης με προσοχή;

2. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευές έγχυσης που περιέχουν DEHP για έγχυση λιπαρά διαλυτών υγρών και φαρμάκων όπως το λιπαρό γάλα.

3. Το προϊόν αυτό απαγορεύεται να ενέσει φαρμάκια που είναι ασυμβίβαστα με PVC.

Προειδοποιήσεις

1. Αυτό το προϊόν έχει αποστείρωθεί από οξείδιο αιθυλενίου, στείρο, ελεύθερο πυρογόνου, ισχύει για 5 χρόνια.

2. Αυτό το προϊόν απαγορεύεται να χρησιμοποιείται σε σύστημα έγχυσης υψηλής πίεσης.

3. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένα γιατροί ή νοσηλευτικό προσωπικό.

4. Ελέγξτε πριν το άνοιγμα, βλάβη συσκευασίας, προστατευτικό κάλυμμα αποκλείεται, υπάρχουν

5. Αυτό το προϊόν είναι μόνο για μία φορά χρήση, αμέσως μετά το άνοιγμα, καταστρέφει μετά τη χρήση.

6. Αποθηκεύεται στη σχετική υγρασία δεν υπερβαίνει το 80%, δεν διαβρωτικό αέριο, καθαρό περιβάλλον.

Σύμβολο

	Παραγωγός		Σήμα CE και αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου
	Εκτελεστός αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα		Μοναδική αναγνώριση συσκευών
	Εισαγωγέας		Κωδικός παρτίδας
	Ιατρικές συσκευές		Ημερομηνία κατασκευής, κατασκευασμένη στην Κίνα
	Προσοχή		Χρήση από
	Συνευμηθείτε οδηγίες χρήσης		Διατηρήστε ξηρά
	Μην επαναχρησιμοποιήσετε		Κρατήστε μακριά Από το ηλιακό φως
	Αστείρωση με χρήση ΕΟ, ενιαία στείρωση συστήματος		Εθάλασσα, χειρώνεται με προσοχή
	Δοκτές μην επαναποστείρωση		Να διατηρήσετε όρθια κατά τη διάρκεια της
	Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει βλάβη		Αριθμός καταλόγου

	Περιέχει Latex			Δωρεάν από Latex
	Περιέχει φθαλικό			Απωλείδο φθαλικού
	Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει βλάβη. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.			Προστατεύεται από το ηλιακό φως
	Όρια θερμοκρασίας			luftfeuchte begrenzung

Αναφορά περιστατικών

Ο χρήστης ή/και ο ασθενής αναφέρει κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με τη διάταξη στην Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Προστασία του περιβάλλοντος

Μετά τη χρήση του προϊόντος, η απόρριψη των αποβλήτων ιατρικών συσκευών πληροί τους σχετικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις

Μέθοδος αποθήκευσης και διάρκεια

1. Το προϊόν αυτό ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία αποστείρωσης.
2. Αυτό το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως, τη βροχή και το Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε σχετικά υγρό λιγότερο από 80%, μη διαβρωτικά αέρια, δροσερό, ξηρό, καλά αεριερωμένο και καθαρό περιβάλλον.



Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd.

No. 8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, Κίνα

www.easywaycompany.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Ευρώπη)

Eiffestrasse 80, 20537 Αμβούργο, Γερμανία

Tel: +49- 40- 2513175

Αναθ.: 2.0 Ημερομηνία ισχύος: 8.28.2025