

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**Ονομασία προϊόντος**

Στεριά συσκευή μετάγγισης για εφάπαξ

Περιγραφή

Τα προϊόντα των σετ μετάγγισης περιλαμβάνουν προστατευτικό καπάκι, συσκευή δισκωής, θάλαμο σταγόνας, φίλτρο για συστατικά αίματος και αίματος, σωλήνες, ρυθμιστής ροής, σημείο ένεσης, αρσενική κωνική Όλα τα μέρη και τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτό μπορούν να πληρούν τις ιατρικές απαιτήσεις. Αστείρωση από την ΕΟ, χαρακτηρίζεται με στείρο, χωρίς πυρογόνα, εύκολο στη χρήση και ασφαλές.

Υπόδειγμα και κατηγορία

STS-ACNF-11, STS-ACNF-21, STS-AFNF-11, STS-AFNF-21, STS-AFNF-12
STS-ACNC-11, STS-ACNC-21, STS-AFNC-11, STS-AFNC-21, STS-AFNC-12

Κύριες δομές και ιδιότητες

Αυτό το προϊόν αποτελείται από προστατευτικό καπάκι, συσκευή δισκώματος κλείσης, σωλήνες, θάλαμο σταγόνας, φίλτρο για συστατικά αίματος και αίματος, ρυθμιστής ροής, σημείο ένεσης (εάν υπάρχει), εισαγωγή αέρα, αρσενική κωνική τοποθέτηση και σειρά φλέβων του τριφύ ή υποδερμική βελόνα (

Ενδείξεις

Παρακαλείσθε να προσοχή στις ακόλουθες οδηγίες όταν το χρησιμοποιείτε ως ιατρικό όργανο χρήσης:

1. Ανοίξτε τη μονάδα συσκευασίας του προϊόντος, αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της συσκευής δισκωής κλείσιμο και εισάγετε τη συσκευή δισκωής κλείσιμο στο φιάλη ή στο σάκο
2. Κρεμάστε το υγρό φάρμακο ή το σάκο αναπρόσδωμα, χαλαρώστε τον ρυθμιστή ροής, πιέστε το θάλαμο σταγόνας και ελέγχετε το επίπεδο υγρών στο θάλαμο σταγόνας σε περίπου 2/3. Μετά την εξάντληση του αέρα στον σωλήνα, γεμίστε ολόκληρο το σωλήνα με υγρό φαρμάκου και κλείστε τον ρυθμιστή ροής.
3. Εάν το σύνολο μετάγγισης είναι εξοπλισμένο με υποδερμική βελόνα, τραβήξτε το προστατευτικό μανίκι της υποδερμικής βελόνα, εισάγετε την υποδερμική βελόνα στην ανθρώπινη φλέβα, ανοίξτε τον ρυθμιστή ροής και ρυθμίστε την ταχύτητα παράδοσης του διαλύματος του φαρμάκου μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή
4. Εάν το σύνολο μετάγγισης δεν είναι εξοπλισμένο με υποδερμική βελόνα, ανοίξτε το μονάδο συσκευασίας της υποδερμικής βελόνα, τοποθετήστε την υποδερμική βελόνα στο αρσενικό κωνικό τοποθέτηση στο τέλος του συνολικού μετάγγισης και ακολουθήστε τα βήματα 2 και 3.

Προβλεπόμενο σκοπό

Το σύνολο μετάγγισης χρησιμοποιείται για τη χορήγηση αίματος από ένα δοχείο στο αγγειακό σύστημα του ασθενή μέσω μιας βελόνα ή καθετήρα που

Προσκοπευμένος χρήστης: Εκπαιδευμένο νοσηλευτικό

Προβλεπόμενο πληθυσμός ασθενών: ασθενείς που χρειάζονται ενδοφλέβια αίμα

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. Νέα γεννημένα, προεφηβητικοί άνδρες, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες χρησιμοποιούν DEHP σύνολα έγχυσης με προσοχή;
2. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευές έγχυσης που περιέχουν DEHP για έγχυση λιπαρά διαλυτών υγρών και φαρμάκων όπως το λιπαρό γάλα.
3. Το προϊόν αυτό απαγορεύεται να ενέσει φαρμάκια που είναι ασυμβίβαστα με PVC.

Προειδοποιήσεις

1. Αυτό το προϊόν έχει αποστειρωθεί από οξείδιο αιθυλενίου, στείρο, ελεύθερο πυρογόνου, ισχύει για 5 χρόνια.
2. Αυτό το προϊόν απαγορεύεται να χρησιμοποιείται σε σύστημα έγχυσης υψηλής πίεσης.
3. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένα γιατροί ή νοσηλευτικό προσωπικό.
4. Ελέγξτε πριν το άνοιγμα, βλάβη συσκευασίας, προστατευτικό κάλυμμα αποκλείεται, υπάρχουν
5. Αυτό το προϊόν είναι μόνο για μία φορά χρήση, αμέσως μετά το άνοιγμα, καταστρέφει μετά τη χρήση.
6. Αποθηκεύεται στη σχετική υγρασία δεν υπερβαίνει το 80%, δεν διαβρωτικό αέριο, καθαρό περιβάλλον.

Σύμβολο

	Παραγωγός		Σήμα CE και αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου
	Εκτελεστός αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα		Μοναδική αναγνώριση συσκευών
	Εισαγωγέας		Κωδικός παρτίδας
	Ιατρικές συσκευές		Ημερομηνία κατασκευής, κατασκευασμένη στην Κίνα
	Προσοχή		Χρήση από
	Συνευμηθείτε οδηγίες χρήσης		Διατηρήστε ξηρά
	Μην επαναχρησιμοποιήσετε		Κρατήστε μακριά Από το ηλιακό φως
	Αστείρωση με χρήση ΕΟ, ενιαία στείρωση συστήματος		Εθάλασσα, χειρώνεται με προσοχή

	Δοκτές μην επαναποστείρωση		Να διατηρήσετε όρθια κατά τη διάρκεια της
	Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει βλάβη		Αριθμός καταλόγου
	Περιέχει Latex		Δωρεάν από Latex
	Περιέχει φθαλικό		Απωλείδο φθαλικού
	Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει βλάβη. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.		Προστατεύεται από το ηλιακό φως
	Όρια θερμοκρασίας		luftfeuchte begrenzung

Αναφορά περιστατικών

Ο χρήστης ή/και ο ασθενής αναφέρει κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με τη διάταξη στην Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Προστασία του περιβάλλοντος

Μετά τη χρήση του προϊόντος, η απόρριψη των αποβλήτων ιατρικών συσκευών πληροί τους σχετικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις

Μέθοδος αποθήκευσης και διάρκεια

1. Το προϊόν αυτό ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία αποστείρωσης.
2. Αυτό το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως, τη βροχή και το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε σχετικά υγρό λιγότερο από 80%, μη διαβρωτικά αέρια, δροσερό, ξηρό, καλά αεριερωμένο και καθαρό περιβάλλον.



Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd.

No. 8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, Κίνα

www.easywaycompany.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Ευρώπη)

Eiffestrasse 80, 20537 Αμβούργο, Γερμανία

Tel: +49- 40- 2513175

Αναθ.: 2.0 Ημερομηνία ισχύος: 8.28.2025