

Gebrauchsanweisungen



Produktbezeichnung

Einwegspritze zum Spülen und Füttern

Beschreibung

Die Einwegspül-Fütterspritze dient hauptsächlich der Fütterung am Ende der Mundhöhle und der Spülung von chirurgischen Wunden.

Modell und Klasse

IFS-HH, IFS-PR, IFS-SS

Funktionsprinzip des Geräts

Die Fütterungsspritze nutzt die "Flüssigkeitsdruckdifferenz", um die Fütterung am Ende der Mundhöhle und die Spülung der chirurgischen Wunde abzuschließen. Bevor das Arzneimittel in das Fass eingesaugt wird, wird der Kolbenstopfen zum Boden des Fasses gedrückt, um die Luft abzurücken und durch Ziehen des Kolbenstopfens die Düse in den Behälter für flüssiges Lebensmittel oder Spülmedikament einzuführen, um einen Unterdruck zu bilden, wobei beim allmählichen Aufziehen des Kolbenstopfens der Druck am vorderen Ende des Kolbenstopfens kleiner als Atmosphärendruck und der Druck auf dem Arzneimittelspiegel gleich dem Atmosphärendruck ist. Unter der Wirkung der Druckdifferenz wird die medizinische Flüssigkeit in den Spritzenzylinder angesaugt. Nachdem die Nährlösung oder das flüssige Nahrungsmittel in den Eimer gepumpt wurden, wird die Nährlösung oder das flüssige Nahrungsmittel durch manuelle Bolusinjektion in den menschlichen Mund eingespritzt oder die sterile Spülflüssigkeit durch manuelle Bolusinjektion in die menschliche Operationswunde eingespritzt.

Zweckmäßige Verwendung

Die Einwegspül-Fütterspritze dient hauptsächlich der Fütterung am Ende der Mundhöhle und der Spülung von chirurgischen Wunden.

1) Beabsichtigte Benutzer: medizinisches Fachpersonal, einschließlich Ärzte, Krankenschwestern, Therapeuten und anderes relevantes Personal mit medizinisch-wissenschaftlichen Kenntnissen.

2) Erwartete Patientenpopulation

- Altersgruppe: unbegrenzt, einschließlich Neugeborener bis Senioren;
- Gewichtsbereich: Alle
- Gesundheit: Patienten, die durch den Mund essen oder ihre Wunden reinigen müssen.

Indikationen

1. Öffnen Sie die Einheitspackung aus dem Aufreißen oder Entschließen und nehmen Sie das Produkt heraus;

2. Entfernen Sie die Düsenkappe, wenn das Produkt mit einer Düsenkappe ausgestattet ist.

3. Ziehen Sie den Kolben, atmen Sie flüssige Lebensmittel ein oder spülen Sie das Medikament aus.

4. Nährlösung oder flüssige Lebensmittel werden gemäß klinischen Injektionsmethoden manuell in die menschliche Mundhöhle injiziert.

5. Oder injizieren Sie die sterile Spülflüssigkeit in die menschliche chirurgische Wunde durch manuelle Bolusinjektion gemäß der klinischen Injektionsmethode.

Kontraindikationen und Warnhinweise:

1. Die Verpackung muss vor dem Öffnen steril und pyrogenfrei sein;
2. Die Gültigkeitsdauer beträgt fünf Jahre, bitte verwenden Sie sie nicht nach der Gültigkeitsdauer;
3. Verwerfen Sie es nach einer einmaligen Anwendung.
4. Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist, oder wenn die Schutzkappe abgelöst ist oder Fremdkörper gefunden werden;
5. Es sollte von speziell geschultem Personal angewendet werden und die Haut ordnungsgemäß desinfiziert werden;

"Symbol"

	Hersteller		CE-Kennzeichnung und Identifikationsnummer der benannten Stelle
	Bevollmächtigter Vertreter der Europäischen Gemeinschaften		Eindeutige Geräteidentifikation
	Importeure		Chargencode
	MEDIZINISCHE GERÄT		Herstellungsdatum, hergestellt in China
	Vorsichtig		Benutzer
	Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung		Trocken bleiben
	NICHT WEITERVERWENDEN		Weg weg Von Sonnenschein
	Sterilisation mit Ethylenoxid, einziges steriles Barriersystem		Zerbrechlich, sorgfältig handhaben
	Keine Resterilisation		Halten Sie während des Transports aufrecht
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist		Katalognummer
	Enthält Latex		Latex frei
	Enthält Phthalate		Frei von Phthalaten

	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.			Sonneneinstrahlung vermeiden
	Temperaturbegrenzung			Luftfeuchtigkeitsbegrenzung

Unfallmeldung

Anwender und/oder Patienten sollten alle schwerwiegenden Ereignisse im Zusammenhang mit dem Gerät an Anhui Yiwei Medical Products Co., Ltd. und den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats der Europäischen Union melden, in dem sich der Anwender und/oder Patient befindet.

Umweltschutz

Nach der Verwendung dieses Produkts erfolgt die Entsorgung von Medizinproduktabfällen in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften und Umwelanforderungen.

Lagerverfahren und Lebensdauer

1. Dieses Produkt ist fünf Jahre ab dem Datum der Sterilisation gültig.
2. Dieses Produkt sollte vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee geschützt werden.

Das Produkt sollte in einer kühlen, trockenen, gut belüfteten und sauberen Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 80%, ohne korrosive Gase gelagert werden.

Hersteller

Anhui Yisway Medizinische Produkte Co., Ltd

Produktionsanschrift

Nr. 8, Tianfeng-Straße, Yongfeng-Industriegebiet, Tianchang, Provinz Anhui, 239300

www.easywaycompany.com

Bevollmächtigter und Anschrift

Shanghai International Holdings Limited (Europa)

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Deutschland

Telefon: +49-40-2513175